





Indicator Assessment Aid

Aide à l'évaluation de l'indicateur / Aide d'évaluation de l'indicateur / Ausilio alla valutazione dell'indicatore
Pomůcka pro zhodnocení indikátoru / Indikátorértékelő segédlet / Ayuda para evaluación del indicador
Auxílio de avaliação do indicador / Środek do oceny wskaźnika / Indikator-Bewertungshilfe



Indicator before reprocessing
Indicateur avant retraitement
Indicatore prima del ricondizionamento
Indikátor před sterilizací
Indikátor újrafeldolgozás előtt
Indicador antes del reprocesado
Indicador antes do reprocessamento
Wskaźnik przed dekontaminacją
Indikator vor Aufbereitung

> 1000 µg Protein / Protéine / Proteina / Protein
Fehérje / Proteínas / Proteína / Białko / Protein



~100 µg Protein / Protéine / Proteina / Protein
Fehérje / Proteínas / Proteína / Białko / Protein



≤ 80 µg Protein / Protéine / Proteina / Protein
Fehérje / Proteínas / Proteína / Białko / Protein

Indicator Assessment Aid

Aide à l'évaluation de l'indicateur / Aide d'évaluation de l'indicateur / Ausilio alla valutazione dell'indicatore
Pomůcka pro zhodnocení indikátoru / Indikátorértékelő segédlet / Ayuda para evaluación del indicador
Auxílio de avaliação do indicador / Środek do oceny wskaźnika / Indikator-Bewertungshilfe



Insufficient cleaning process. Refer to instructions for use.
Processus de nettoyage inefficace. Consulter le mode d'emploi.
Processus de nettoyage insuffisant. Reportez-vous aux instructions d'utilisation.
Processo di pulizia insufficiente. Consultare le istruzioni per l'uso.
Proces čištění byl nedostatečný. Viz návod k použití.
Élégtelen tisztítási folyamat. Lásd a használati utasítást.
Proceso de limpieza insuficiente. Consulte las instrucciones de uso.
Processo de limpeza insuficiente. Consulte as instruções de uso.
Niewystarczający proces czyszczenia. Patrz: instrukcja obsługi.
Unzureichende Reinigung. Siehe Gebrauchsanweisung.



Successful cleaning process.
Processus de nettoyage efficace.
Processus de nettoyage réussi.
Processo di pulizia riuscito.
Proces čištění proběhl úspěšně.
Sikeres tisztítási folyamat.
Proceso de limpieza correcto.
Processo de limpeza bem sucedido.
Proces czyszczenia zakończony powodzeniem.
Erfolgreiche Reinigung.